

(社)日本環境測定分析協会では、2012年1月から
排水及び水道水に対応する標準物質の頒布を開始します！

模擬排水標準物質 金属成分分析用

JEMCA 0001-1、JEMCA 0001-2

この度(社)日本環境測定分析協会では、技能試験試料調製技術を活用して金属成分分析用模擬排水標準物質を作製致しましたので、ご案内申し上げます。

特 徴

- 本標準物質は、水中の金属成分を値付けした標準物質で、2本1組になっております。
- 分析試験技術者の技術力アップや試験所の内部精度管理及び技能試験結果のフォローアップなどにご活用頂き、各試験所における環境分析分野の技能・技術力向上にお役立ていただけます。
- 排水中の金属成分の分析にあたり、分析試料と本標準物質とを併行して分析し、得られた分析値の妥当性確認を行う場合などに有用です。
- 上水試験方法にも適用できる成分があります。

製品番号 JEMCA 0001-1、JEMCA 0001-2
標準物質名称 模擬排水標準物質 金属成分分析用
形状・内容量 液体、500mL ポリエチレン瓶 2本1組
成分及び特性値

成分	製品番号	
	JEMCA 0001-1 (mg/L)	JEMCA 0001-2 (mg/L)
アルミニウム	2.1×10^{-1}	1.8×10^{-1}
鉄	2.9	3.4
銅	1.5	1.2
亜鉛	5.0×10^{-1}	4.5×10^{-1}
鉛	4.4×10^{-2}	4.9×10^{-2}

特性値は、当協会実施の技能試験で得られた付与値を採用しております。

本標準物質配付時に特性値証明書と同封致します。



頒布価格

区 分	価 格 (消費税、送料込)
一 般	19,000円/組
(社)日本環境測定分析協会正会員	15,000円/組

【購入申込み・お問合せはこちらまで】

購入申込先

◆「(社)日本環境測定分析協会標準物質申込書」にてお申込み下さい◆

西進商事(株)東京支店

〒105-0012 東京都港区芝大門 2-12-7 RBM 芝パークビル

TEL: 03-3459-7491 FAX: 03-3459-7499 Email: info@seishin-syoji.co.jp

技術的な問合せ先

(社)日本環境測定分析協会 技能試験委員会事務局

〒134-0084 東京都江戸川区東葛西 2-3-4 JEMCA ビル

TEL: 03-3878-2811 FAX: 03-3878-2639 Email: info@jemca.or.jp