

新発売!!



SPEX CertiPrep[®]
Inorganic & Organic Certified Reference Materials

【経皮剤】 ICH Q3D 対応認証標準液

ICH Q3D ガイドライン R2 が 2022 年 4 月 26 日にステップ 4 となり、追加となりました『経皮剤』（皮膚用医薬品）の規制に対応した認証標準液となります。

※ISO/IEC17025, ISO17034, ILAC/MRA（国際試験所認定協力機構相互認証協定）に署名している認証機関 “A2LA” より認証を取得した標準液です。

speX[®] an antylia scientific company

●XSTC-4210 (100mL)

元素数 7 種 As, Cd, Co, Hg, Ni, Pb, V (Class1~2A)

200 µg/mL : Ni

100 µg/mL : V

ラベル値 50 µg/mL : Co, Pb

30 µg/mL : As, Hg

20 µg/mL : Cd

※ ±0.5% ACCURACY, Hg : ±1% ACCURACY

マトリックス MATRIX : 5%HNO₃

※保証期間は暗所保存・未開封で弊社出荷より 6 ヶ月です。

西進商事株式会社 —米国 SPEX 社 国内総代理—

本 社 兵庫県神戸市中央区港島南町 1-4-4 TEL : 078-303-3810 FAX : 078-303-3822

東京支店 東京都港区芝大門 2-12-7 TEL : 03-3459-7491 FAX : 03-3459-7499

名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区名駅南 1-24-30 TEL : 052-586-4741 FAX : 052-586-4796

北海道営業所 北海道札幌市中央区北二条西 1-10 TEL : 011-221-2171 FAX : 011-221-2010

<http://www.seishin-syoji.co.jp/> E-mail: info@seishin-syoji.co.jp

SEISHIN