



ICP, ICP-MS 分析用

ICH Q3D 対応 認証混合標準液

◇ ISO・IEC17025、ISO/GUIDE34 共に A2LA より認定を受けた **認証混合標準液**。

(NIST トレーサブル / SI トレーサブル)

◇ ilac-MRA により国際相互認証があり、保証書は JCS S が発行するものと同等。

ICH Q3D 全規制元素対応 「スクリーニング用混合標準液」

ICH Q3D の規制値に合わせた 「経口定量用混合標準液」「注射定量用混合標準液」

をラインナップしております。

◆ファーストスクリーニング用混合標準液◆

(暗所保存・未開封状態で弊社出荷より保証期間 12 ヶ月)

低濃度元素への干渉を考慮し、高濃度元素は **30µg/ml** で統一！！

<Hg 含有タイプ>

※ICP-MS での Hg 分析は、調整によっては分析結果に影響を及ぼす事があります。
また、メモリー効果を考慮する必要があります。

XSTC-2071	元 素	Ir,Os,Pd,Pt,Rh,Ru	30 µg/ml 均一
	マトリックス	15%HCl	
	容 量	100ml	

XSTC-2072	元 素	Au,Hg	30 µg/ml 均一
	マトリックス	10%HCl/1% HNO ₃	
	容 量	100ml	

XSTC-2073	元 素	Ag,Ba,Co,Cr,Cu,Li,Mo,Ni,Sb,Se,Sn,V	30 µg/ml
		As	15 µg/ml
		Cd,Pb,Tl	5 µg/ml
	マトリックス	5% HNO ₃ /TR TART/TR HF	
	容 量	100 ml	

<Hg 非含有タイプ>

※Hg を別ボトルにて準備しております。(XSTC-2074)

XSTC-2071A	元 素	Au,Ir,Os,Pd,Pt,Rh,Ru	30 µg/ml 均一
	マトリックス	15%HCl	
	容 量	100ml	

XSTC-2073	元 素	Ag,Ba,Co,Cr,Cu,Li,Mo,Ni,Sb,Se,Sn,V	30 µg/ml
		As	15 µg/ml
		Cd,Pb,Tl	5 µg/ml
	マトリックス	5% HNO ₃ /TR TART/TR HF	
	容 量	100 ml	

◆**経口定量用混合標準液**◆

<Hg 含有タイプ>

※ICP-MS での Hg 分析は、調整によっては分析結果に影響を及ぼす事があります。
また、メモリー効果を考慮する必要性があります。

(暗所保存・未開封状態で弊社出荷より保証期間 6 ヶ月)

XSTC-2046	元 素	Ni	200 µg/ml
		V	100 µg/ml
		Co	50 µg/ml
		Hg	30 µg/ml
		As	15 µg/ml
		Cd,Pb	5 µg/ml
	マトリックス 容 量		5% HNO ₃ 100 ml



<Hg 非含有タイプ>

※Hg を別ボトルにて準備しております。(XSTC-2074)

(暗所保存・未開封状態で弊社出荷より保証期間 12 ヶ月)


XSTC-2046A	元 素	Ni	200 µg/ml
		V	100 µg/ml
		Co	50 µg/ml
		As	15 µg/ml
		Cd,Pb	5 µg/ml
	マトリックス 容 量		5% HNO ₃ 100 ml

◆**注射定量用混合標準液**◆

(暗所保存・未開封状態で弊社出荷より保証期間 12 ヶ月)

XSTC-2074	元 素	Hg	3 µg/ml
	マトリックス	2% HNO ₃ /1% HCl	
	容 量	100 ml	

XSTC-2075	元 素	Cu	300 µg/ml	
		Li	250 µg/ml	
		Sb	90 µg/ml	
		Ni	20 µg/ml	
		As	15 µg/ml	
		V	10 µg/ml	
		Co,Pb	5 µg/ml	
		Cd	2 µg/ml	
	マトリックス	2% HNO ₃ /TR TART/TR HF		
	容 量	100 ml		



西進商事株式会社 <http://www.seishin-syoji.co.jp/>

E-mail: info@seishin-syoji.co.jp

本 社 兵庫県神戸市中央区港島南町 1-4-4 TEL : 078-303-3810

FAX : 078-303-3822

東京支店 東京都港区芝大門 2-12-7 TEL : 03-3459-7491

FAX : 03-3459-7499

名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区名駅南 1-24-30 TEL : 052-586-4741

FAX : 052-586-4796

北海道営業所 北海道札幌市中央区北二条西 1-10 TEL : 011-221-2171

FAX : 011-221-2010