

鉄鋼分析用 認証標準物質

堀場テクノサービス製

HORIBA

ISO17034取得による認証標準物質（CRM）グレードの鉄鋼標準物質

燃焼-赤外線吸収法・不活性ガス融解-熱伝導度法での検量線作成・精度管理用

製品ラインナップ

HORIBA CRM 1601-1A (硫黄快削鋼) チップ状 100g

成分	認証値
硫黄 S	0.545 %
炭素 C	0.0602 %
窒素 N	0.0082 %

NEW
HORIBA CRM 1602-1A (SUS) 1gピン100個入

成分	認証値
酸素 O	0.0054 %
窒素 N	0.043 %

NEW
HORIBA CRM 1603-1A (SUS) 1gピン100個入

成分	認証値
炭素 C	0.072 %
硫黄 S	0.198 %

西進商事株式会社

神戸本社 TEL. 078-303-3810(代)
東京支店 TEL. 03-3459-7491(代)
名古屋営業所 TEL. 052-586-4741(代)
北海道営業所 TEL. 011-221-2171(代)

SEISHIN