


単一微生物培養キット～Snap-Stick™～

Snap-Stick™で、微生物の研究を効率化しませんか？



※冷蔵保管

※再溶解用の溶液等は別途必要

※有効期限は12～18ヵ月

Snap-Stick™とは？

単一微生物株の凍結乾燥されたペレット、溶解液、塗布用綿棒が一つになった微生物培養キットです。

上部のバルブシステムを折るだけで水和液が流れ、1分以内に塗布可能になります。そのため、試験者に問わず安定した微生物の培養が行えます。

STEP1



折って

STEP2



振って

STEP3



塗るだけ



動画はこちらから

NCTC株から継代を2回以上行っておらず精度管理や継代培養にも使用可能です。

2本入り/6本入りのどちらかでオーダー可能。

Snap-Stick™取り扱い微生物リスト

SS-25922-2	<i>Escherichia coli</i>	NCTC 12241
SS-6538-2	<i>Staphylococcus aureus</i>	NCTC 10788
SS-14028-2	<i>Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhimurium (Salmonella typhimurium)</i>	NCTC12023
SS-8244-2	<i>Salmonella enterica subsp. enterica serotype Abaetetuba (Salmonella abaetetuba)</i>	NCTC8244
SS-6017-2	<i>Salmonella enterica subsp. enterica serotype Abony (Salmonella enterica Abony)</i>	NCTC6017
SS-13076-2	<i>Salmonella enterica subsp. enterica serotype Enteritidis (Salmonella enterica Enteritidis)</i>	NCTC12694
SS-13932-2	<i>Listeria monocytogenes</i>	NCTC10527
SS-15313-2	<i>Listeria monocytogenes</i>	NCTC10357
SS-35152-2	<i>Listeria monocytogenes</i>	NCTC7973

リストは一部抜粋 その他 微生物のラインナップがございますのでお問い合わせください。

■神戸本社・技術部

〒650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目4-4

電話：078-303-3810

■名古屋営業所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目2番25号

名古屋ビルディング桜館4階

電話：052-586-4741

■東京支店

〒105-0012 東京都港区芝大門2-12-7 RBM芝パークビル

電話：03-3459-7491

■北海道営業所

〒060-0002 札幌市中央区北二条西1丁目10 ピア2・1ビル

電話：011-221-2171