

## 3種混合内部標準物質

# PFOS PFHxS PFOA

型番	DRE-A30000076MW
組成	<ul style="list-style-type: none"><li>Perfluorohexanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3) (CAS:2708218-85-1)</li><li>Perfluorooctanesulfonic acid 13C8 (CAS:2265893-05-6)</li><li>Perfluorooctanoic acid 13C8 (CAS:1350614-84-4)</li></ul>
濃度 容量	2 µg/mL 均一                      1ml×1本 ※溶媒はメタノール96%・水4%の混合溶媒となります。
特徴	成績書に直鎖・酸濃度の記載



### 👉 他PFAS関連の標準物質も取り扱いございます 👉

Native 10種⇒型番：DRE-Q60020429 容量：1mL×5本

Native 3種⇒型番：DRE-Q60020477 容量：1mL×5本

内標10種⇒型番：DRE-Q35000170 容量：1mL×5本

(全て2 µg/mL (2ppm)均一)

### その他 PFAS標準 多数取扱い

- 「短鎖PFCA」：C8 PFCA(PFOA)より炭素数が少ない成分をすべてラインナップ
- 「長鎖PFCA」：REACH ANNEX17 Entry 68規制対象物質であるC9～C14に加え、
- POPs条約対象に含まれるC15以上も多数取り扱いがございました
- 「FTOH誘導体」：30物質以上取り扱い他、同位体もラインナップ！

ご要望に応じて特注品の依頼も可能です！



神戸本社 TEL：078-303-3810

東京支店

TEL：03-3459-7491

名古屋営業所 TEL：052-586-4741

北海道営業所

TEL：011-221-2171

<http://www.seishin-syoji.co.jp/> E-mail:[info@seishin-syoji.co.jp](mailto:info@seishin-syoji.co.jp)

