鉄鋼分析用 認証標準物質

HORIBA
堀場テクノサービス製

- ISO17034取得による認証標準物質（CRM）グレードの鉄鋼標準物質
- 燃焼-赤外線吸収法・不活性ガス融解-熱伝導度法での検量線作成・精度管理用

製品ラインナップ

品名	O	N	C	S	形状	容量
HORIBA CRM 1601-1A		0.0082 %	0.0602 %	0.545 %	切削試料	100g
HORIBA CRM 1602-1A	0.0054 %	0.043 %			1gピン	100個
HORIBA CRM 1603-1A			0.072 %	0.198 %	1gピン	100個
HORIBA CRM 1605-1A		0.025 %		0.0044 %	1gピン	100個
HORIBA CRM 1606-1A	0.0047 %	0.0294 %	0.0992 %	0.0017 %	1gピン	100個
HORIBA **NEW** CRM 1607-1A	0.0051%	0.0140%	0.0337%	0.0140%	1gピン	100個
HORIBA **Soon** CRM 1608-1A	0.0026%	0.0805%	0.1789%	0.0007%	1gピン	100個

神戸本社　TEL.　078-303-3810(代)　東京支店　TEL.　03-3459-7491(代)
名古屋営業所　TEL.　052-586-4741(代)　北海道営業所　TEL.　011-221-2171(代)

西進商事株式会社 SEISHIN